

# Distillateur automatique SUPER DEE...

... pour boissons et solutions hydro alcooliques



## DELTA LABO

### Agence Nord

Plug N'WORK -  
Campus Effiscience  
2 rue Jean Perrin - Bât D  
14460 COLOMBELLES  
Tel 02 31 34 50 74  
Fax 02 31 34 55 17  
Votre contact:  
**Olivier LEMASSON**  
Tel mobile 06 60 32 09 67  
olivier.lemasson@deltalabo.fr

## DELTA LABO

### Agence Sud

Hôtel entreprise de la  
Croix Rouge  
10 Avenue de la Croix rouge  
84000 AVIGNON  
Tel 04 90 27 17 95  
Fax 04 90 27 17 52  
Votre contact:  
**Jésus SERRA**  
Tel mobile 06 50 87 19 65  
jesus.serra@deltalabo.fr



Le distillateur électronique SUPER DEE Gibertini, conformément à la **méthode officielle OIV**, est un instrument destiné à la détermination du **titre alcoolique volumique (TAV)** et de **l'acidité volatile** dans les vins, moûts, alcools, bières, spiritueux et toutes les solutions hydro alcooliques en général (parfums etc...).

Il permet une distillation du vin en un temps record de **3 minutes !**

Sa technique de chauffe par électrodes permet de **distiller les produits les plus difficiles** (crèmes, liqueurs, etc...)

**Compact** 29 x 30cm, il remplacera avantageusement les systèmes de distillation avec chauffe ballon et verrerie, encombrants et fragiles !

Associé à la balance hydrostatique SUPER ALCOMAT, **on obtient la quantification précise du TAV.**



# Distillateur automatique SUPER DEE...

... pour boissons et solutions hydro alcooliques

## Fonctions

Panneau de contrôle intelligent avec l'affichage et le réglage des paramètres suivants :

- Tare de la balance
- Le volume à distiller
- La valeur en temps réel de ce qui a été distillé
- Le contrôle de l'eau de refroidissement (température, pression, flux)
- L'affichage de la fiole manquante
- L'affichage d'erreurs

## Caractéristiques Techniques

Structure extérieure en acier inox AISI 316.

Protection en plexiglass à glissement vertical.

Ampoule avec buse d'écoulement .

Mise en place rapide des fioles.

Douche avec régulation de flux pour le lavage de l'ampoule.

Filtre magnétique sur l'arrivée d'eau (blocage des particules lourdes).

Alimentation 220Vac – 15A max

Dimensions 290 \* 300 \* 1200 mm

Poids net 41 kg

Recommandations pour l'eau de refroidissement  
Tmax = 20°C  
pression min = 1,5 bar  
Flux min = 5L/min



### DELTA LABO

#### Agence Nord

Plug N'WORK -  
Campus Effiscience  
2 rue Jean Perrin - Bât D  
14460 COLOMBELLES  
Tel 02 31 34 50 74  
Fax 02 31 34 55 17

Votre contact:

**Olivier LEMASSON**

Tel mobile 06 60 32 09 67  
olivier.lemasson@deltalabo.fr

### DELTA LABO

#### Agence Sud

Hôtel entreprise de la  
Croix Rouge  
10 Avenue de la Croix rouge  
84000 AVIGNON  
Tel 04 90 27 17 95  
Fax 04 90 27 17 52

Votre contact:

**Jésus SERRA**

Tel mobile 06 50 87 19 65  
jesus.serra@deltalabo.fr

