


Plaques chauffantes inertes aux acides



Données techniques

Plaques chauffantes

Dimensions:	Model A4: 300 x 200 x 40 mm Model A3: 300 x 400 x 40 mm Autres dimensions sur demande
Voltage:	230 Volts 50-60 Hz (100-110 Volts sur demande)
Température:	Ambiant à 250°C * Uniformité +/- 2°C
Matériel:	Graphite revêtu de PFA
Poids:	Modèle A4: 4,5 kg Modèle A3: 9 kg

*Température supérieure à 250°C sur demande (500°C maxi)

Racks

Dimensions standards	300 x 200 x 40 mm (Autres dimensions sur demande). Le nombre de trous et leurs diamètre, fait selon les dimensions de votre vaisselle.
Matériel:	Graphite revêtu PFA

Contrôleurs de température

Modèles:	-Programmable: 4 programmes de 16 segments -Montée/descente (reste à la température de consigne)
Options:	-Afficheur pour sonde in situ (sonde extérieur pour prise de T° dans les containers - Easilog (enregistreur de température avec possibilité de raccordement PC)
Voltage:	230 Volts 50-60Hz (100-110 Volts)
Sécurité:	Triple protection contre les dépassements de température



Agence Sud :

Créativa Bât A - Site Agroparc

200 Rue Michel de Montaigne - 84911 Avignon

Tél : 04.90.27.17.95 Fax : 04.90.27.17.52

Agence Nord :

Plug N'Work - Campus Effiscience

2 Rue Jean Perrin - Bât D

14460 Colombelles

Tél: 02.31.34.50.74 Fax: 02.31.34.55.17

www.deltalabo.fr