

**KDS200/220, KDS210/230, KDS250/260, KDS270, KDS330**

| <b>Syringe</b> | <b>Diameter</b> | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 10 µl          | 0.46 mm         | 0.001 µl/hr    | 21.1 µl/min    |
| 25 µl          | 0.73 mm         | 0.003 µl/hr    | 53.15 µl/min   |
| 50 µl          | 1.03 mm         | 0.005 µl/hr    | 105.8 µl/min   |
| 100 µl         | 1.46 mm         | 0.009 µl/hr    | 212.6 µl/min   |
| 250 µl         | 2.3 mm          | 0.021 µl/hr    | 527.6 µl/min   |
| 500 µl         | 3.26 mm         | 0.042 µl/hr    | 1060 µl/min    |
| 1 ml           | 4.61 mm         | 0.083 µl/hr    | 2119 µl/min    |
| 2.5 ml         | 7.28 mm         | 0.207 µl/hr    | 5286 µl/min    |
| 3 ml           | 8.59 mm         | 0.288 µl/hr    | 7360 µl/min    |
| 5 ml           | 10.3 mm         | 0.414 µl/hr    | 634 ml/hr      |
| 10 ml          | 14.57 mm        | 0.828 µl/hr    | 1270 ml/hr     |
| 20 ml          | 19.05 mm        | 1.414 µl/hr    | 2171 ml/hr     |
| 30 ml          | 21.59 mm        | 1.817 µl/hr    | 2789 ml/hr     |
| 50 ml          | 28.9 mm         | 3.277 µl/hr    | 4998 ml/hr     |
| 60 ml          | 26.6 mm         | 2.757 µl/hr    | 4234 ml/hr     |
| 100 ml         | 34.9 mm         | 4.746 µl/hr    | 7289 ml/hr     |
| 140 ml         | 38.4 mm         | 5.746 µl/hr    | 8824 ml/hr     |

**Agence Nord:**

ZA Object'Ifs Sud - Lot A3  
6 Allée Emilie du Châtelet  
14123 Ifs  
tél : 02.31.34.50.74  
fax : 02.31.34.55.17

**Agence Est:**

Parc Club des Tanneries  
2 Rue de la Faisanderie  
67380 Lingolsheim  
tél : 03.88.04.01.81  
fax : 03.68.93.01.52

**Agence Sud:**

Bât Le Venango. 392 Rue Jean Dausset  
AGROPARC - BP11575  
84916 Avignon Cédex 9  
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

**[www.detalabo.fr](http://www.detalabo.fr)**  
**[info@detalabo.fr](mailto:info@detalabo.fr)**