


# Plaques chauffantes inertes aux acides



# Données techniques

## Plaques chauffantes

Dimensions:	Model A4: 300 x 200 x 40 mm Model A3: 300 x 400 x 40 mm Autres dimensions sur demande
Voltage:	230 Volts 50-60 Hz (100-110 Volts sur demande)
Température:	Ambiant à 250°C * Uniformité +/- 2°C
Matériel:	Graphite revêtu de PFA
Poids:	Modèle A4: 4,5 kg Modèle A3: 9 kg

\*Température supérieure à 250°C sur demande (500°C maxi)

## Racks

Dimensions standards	300 x 200 x 40 mm (Autres dimensions sur demande). Le nombre de trous et leurs diamètre, fait selon les dimensions de votre vaisselle.
Matériel:	Graphite revêtu PFA

## Contrôleurs de température

Modèles:	-Programmable: 4 programmes de 16 segments -Montée/descente (reste à la température de consigne)
Options:	-Afficheur pour sonde in situ (sonde extérieur pour prise de T° dans les containers - Easilog (enregistreur de température avec possibilité de raccordement PC)
Voltage:	230 Volts 50-60Hz ( 100-110 Volts )
Sécurité:	Triple protection contre les dépassements de température

### Agence Nord:

ZA Object'ifs Sud - Lot A3  
6 Allée Emilie du Châtelet  
14123 Ifs  
tél : 02.31.34.50.74  
fax : 02.31.34.55.17

### Agence Sud:

Bât Le Venango. 392 Rue Jean Dausset  
AGROPARC - BP11575  
84916 Avignon Cédex 9  
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52



### Agence Est:

Parc Club des Tanneries  
2 Rue de la Faisanderie  
67380 Lingolsheim  
tél : 03.88.04.01.81  
fax : 03.68.93.01.52

[www.deltalabo.fr](http://www.deltalabo.fr)  
[info@deltalabo.fr](mailto:info@deltalabo.fr)