



## Flash Point Standards

Paragon Scientific supply both primary Certified Reference Materials (CRM's) and Secondary Working Standards (SWS's).



### Certified Reference Materials

These materials are intended to be used at least once a year for instrument and/or method verification in accordance with ASTM D 92 or ASTM D 93.



- Certified in accordance with our UKAS accreditation to ISO 17025 / ISO Guide 34 by means of a method specific inter-laboratory study
- Packaged in 3 x 80mL bottles - 'One shot', one bottle per test ensures zero contamination / high-end volatile loss
- Fully traceable to international standards
- 1 year shelf life

### Secondary Working Standards

These standards are designed to be used on a frequent basis in order to verify test equipment functionality on an on-going basis. They are suitable for monitoring the equipment between annual verification checks as specified in ASTM D 92 or ASTM D 93.

- Certified according to ISO 17025 / ISO Guide 34 under UKAS accreditation
- Packaged in 3 x 80mL bottles - 'One shot', one bottle per test ensures zero contamination / high-end volatile loss
- Fully traceable to international standards
- 1 year shelf life



#### **Agence Nord:**

ZA Object'Ifs Sud - Lot A3  
6 Allée Emilie du Châtelet  
14123 Ifs  
tél : 02.31.34.50.74  
fax : 02.31.34.55.17

#### **Agence Sud:**

Bât Le Venango. 392 Rue Jean Dausset  
AGROPARC - BP11575  
84916 Avignon Cédex 9  
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52



#### **Agence Est:**

Parc Club des Tanneries  
2 Rue de la Faisanderie  
67380 Lingolsheim  
tél : 03.88.04.01.81  
fax : 03.68.93.01.52

[www.detalabo.fr](http://www.detalabo.fr)  
[info@detalabo.fr](mailto:info@detalabo.fr)

## Pensky-Martens Flash Point

Product Code	Test Method	Product Nature	Certified Value	Pack Size
FP-PMCC-1	ASTM D 93 Proc. A	Diesel	56.5°C	3 x 80mL
FP-PMCC-2	ASTM D 93 Proc. A	Mineral Oil	76.5°C	3 x 80mL
FP-PMCC-3	ASTM D 93 Proc. A	Mineral Oil	116.0°C	3 x 80mL
FP-PMCC-4	ASTM D 93 Proc. A	Mineral Oil	140.0°C	3 x 80mL
FP-PMCC-5	ASTM D 93 Proc. A	Mineral Oil	186.5°C	3 x 80mL
FP-PMCC-6	ASTM D 93 Proc. A	Mineral Oil	232.0°C	3 x 80mL
FP-PMCC-7	ASTM D 93 Proc. A	Mineral Oil	100.5°C	3 x 80mL

*All values stated are nominal - 10/07/2011*

### **Agence Nord:**

ZA Object'Ifs Sud - Lot A3  
6 Allée Emilie du Châtelet  
14123 Ifs  
tél : 02.31.34.50.74  
fax : 02.31.34.55.17

### **Agence Sud:**

Bât Le Venango. 392 Rue Jean Dausset  
AGROPARC - BP11575  
84916 Avignon Cédex 9  
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52



### **Agence Est:**

Parc Club des Tanneries  
2 Rue de la Faisanderie  
67380 Lingolsheim  
tél : 03.88.04.01.81  
fax : 03.68.93.01.52

**[www.detalabo.fr](http://www.detalabo.fr)**  
**[info@detalabo.fr](mailto:info@detalabo.fr)**