

Silicone Rotational Viscosity Standards

Product Code	Type	mPa.s (cP) 20°C	mPa.s (cP) 25°C	Pack Size
VIS-RT5-600	RT5	5.456	4.988	600mL
VIS-RT10-600	RT10	11.03	10.04	600mL
VIS-RT50-600	RT50	55.61	50.49	600mL
VIS-RT75-600	RT75	83.61	75.53	600mL
VIS-RT100-600	RT100	111.7	100.7	600mL
VIS-RT250-600	RT250	277.4	251.5	600mL
VIS-RT350-600	RT350	395.0	357.0	600mL
VIS-RT500-600	RT500	555.2	502.6	600mL
VIS-RT1K-600	RT1000	1107	1002	600mL
VIS-RT5K-600	RT5000	5579	5034	600mL
VIS-RT10K-600	RT10000	11265	10140	600mL
VIS-RT12K-600	RT12000	13718	12371	600mL
VIS-RT30K-600	RT30000	33291	30036	600mL
VIS-RT60K-600	RT60000	66693	60139	600mL
VIS-RT100K-600	RT100000	110129	99331	600mL

All values stated are nominal - 07/01/2012



Agence Nord:

ZA Object'Ifs Sud - Lot A3
6 Allée Emilie du Châtelet
14123 Ifs
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17

Agence Sud:

Bât Le Venango. 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52



Agence Est:

Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52

www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr