

Distillateur automatique SUPER DEE

pour boissons et solutions hydro alcooliques



DELTA LABO

Agence Nord

Z.A. Object'IfsSud – Lot A3

6 Allée Emilie du Châtelet

14123 IFS

Tél : 02.31.34.50.74

Fax : 02.31.34.55.17

DELTA LABO

Agence Sud

Bâtiment Le Venango

392 Rue Jean Dausset

AGROPARC –BP11575

84916 AVIGNON CEDEX 9

Tél : 04.90.27.17.95

Fax : 04.90.27.17.52

DELTA LABO

Agence Est

Parc Club des Tanneries

2 Rue de la Faisanderie

67380 LINGOLSHEIM

Tél : 03.88.04.01.81

Fax : 03.68.93.01.52

Visitez notre site internet

sur : www.deltalabo.fr

Le distillateur électronique SUPER DEE Gibertini, conformément à la **méthode officielle OIV**, est un instrument destiné à la détermination du **titre alcoolique volumique (TAV)** et de **l'acidité volatile** dans les vins, moûts, alcools, bières, spiritueux et toutes les solutions hydro alcooliques en général (parfums etc...).

Technique de chauffe par électrodes permettant de **distiller les produits les plus difficiles** (crèmes, liqueurs, etc...)

Compact : 29 x 30cm.

Il remplace avantageusement les systèmes de distillation avec chauffe ballon et verrerie, encombrants et fragiles.

Associé à la balance hydrostatique SUPER ALCOMAT, obtient la quantification précise du TAV.



Agence Nord:

ZA Object'Ifs Sud - Lot A3
6 Allée Emilie du Châtelet
14123 IFS
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17

Agence Sud:

Bât Le Venango. 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

Agence Est:

Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52



www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr

Distillateur automatique SUPER DEE

pour boissons et solutions hydro alcooliques



DELTA LABO

Agence Nord

Z.A. Object'ifsSud – Lot A3

6 Allée Emilie du Châtelet

14123 IFS

Tél : 02.31.34.50.74

Fax : 02.31.34.55.17

DELTA LABO

Agence Sud

Bâtiment Le Venango

392 Rue Jean Dausset

AGROPARC –BP11575

84916 AVIGNON CEDEX 9

Tél : 04.90.27.17.95

Fax : 04.90.27.17.52

DELTA LABO

Agence Est

Parc Club des Tanneries

2 Rue de la Faisanderie

67380 LINGOLSHEIM

Tél : 03.88.04.01.81

Fax : 03.68.93.01.52

Visitez notre site internet

sur : www.deltalabo.fr

Fonctions

Panneau de contrôle intelligent avec l'affichage et le réglage des paramètres suivants :

- Tare de la balance
- Le volume à distiller
- La valeur en temps réel de ce qui a été distillé
- Le contrôle de l'eau de refroidissement (température, pression, flux)
- L'affichage de la fiole manquante
- L'affichage d'erreurs

Caractéristiques Techniques

Structure extérieure en acier inox AISI 316.

Protection en plexiglass à glissement vertical.

Ampoule avec buse d'écoulement .

Mise en place rapide des fioles.

Douche avec régulation de flux pour le lavage de l'ampoule.

Filtre magnétique sur l'arrivée d'eau (blocage des particules lourdes).

Alimentation 220Vac – 15A max

Dimensions 290 * 300 * 1200 mm

Poids net 41 kg

Recommandations pour l'eau de refroidissement
Tmax = 20°C
pression min = 1,5 bar
Flux min = 5L/min