

**Agence Nord:**

ZA Object'ifs Sud - Lot A3  
6 Allée Emilie du Châtelet  
14123 Ifs  
tél : 02.31.34.50.74  
fax : 02.31.34.55.17

**Agence Est:**

Parc Club des Tanneries  
2 Rue de la Faisanderie  
67380 Lingolsheim  
tél : 03.88.04.01.81  
fax : 03.68.93.01.52

**Agence Sud:**

Bât Le Venango. 392 Rue Jean Dausset  
AGROPARC - BP11575  
84916 Avignon Cédex 9  
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

[www.deltalabo.fr](http://www.deltalabo.fr)  
[info@deltalabo.fr](mailto:info@deltalabo.fr)



# Concasseurs

# HERZOG

## Concasseurs

# HSC550

Le HSC550 est un concasseur à mâchoires compact, robuste et peu coûteux pour le broyage préalable de différentes matières présentant une granulométrie inférieure à 50 mm. La manipulation ergonomique de la machine, par ex. lors du remplacement des mâchoires de broyage, et les équipements de sécurité font du HSC550 le compagnon idéal pour les travaux en laboratoire.

### Vue d'ensemble:

- Conasseur à mâchoires compact et robuste
- Changement aisé des mâchoires de broyage et nettoyage de la zone de broyage
- Tarage du point zéro de l'échelle de largeur de fente

## Domaines d'application

<b>Domaines d'application</b>	Matériaux de construction, chimie, électronique, géologie, verrerie, construction mécanique, métallurgie, céramique, plastique, recyclage
<b>Matières</b>	Basalte, matériaux de construction, minerais, feldspath, verre, granit, céramique, clinker, charbon, coke, alliages, minéraux, quartz, chamotte, scorie, silicium, pierres, etc.
<b>Dureté</b>	Moyennement dur, dur, friable
<b>Taille d'alimentation max. (mm)</b>	50
<b>Taille de sortie min. (mm)</b>	4
<b>Type de nettoyage</b>	Manuel
<b>Fonctions</b>	Trémie rabattable (0,3 l) avec interrupteur de sécurité, récipient collecteur (2 l), largeur de fente réglable (0-20 mm), tarage du point zéro de l'échelle de largeur de fente

## Spécifications techniques

<b>Type</b>	Conasseur à mâchoires
<b>Dimensions (l x H x P mm)</b>	409 x 752 x 774
<b>Poids</b>	130 kg
<b>Moteur</b>	Moteur-frein triphasé 0,75 kWh
<b>Tension/Raccordement au secteur</b>	Tensions différentes, triphasé
<b>Raccords</b>	Tubulure d'aspiration
<b>Degré de protection</b>	Moteur: IP55, interrupteur de sécurité: IP67



## Matières consommables

Matières consommables	Numéro de commande
Paire de mâchoires de broyage en acier au manganèse	464864-8
Paire de mâchoires de broyage en acier inoxydable	464865-5
Paire de mâchoires de broyage en carbure de tungstène	464866-3



## Concasseurs

# HSC590

Le HSC590 est un concasseur à mâchoires robuste pour le broyage préalable de différentes matières présentant une granulométrie inférieure à 90 mm. Le HSC590 peut être chargé par lots ou utilisé en continu lors des travaux de laboratoire ou de production. Les fonctions comme le graissage centralisé garantissent une longue durée de fonctionnement.

### Vue d'ensemble:

- Conasseur à mâchoires compact et robuste
- Changement aisé des mâchoires de broyage et nettoyage de la zone de broyage
- Tarage du point zéro de l'échelle de largeur de fente

## Domaines d'application

<b>Domaines d'application</b>	Matériaux de construction, chimie, électronique, géologie, verrerie, construction mécanique, métallurgie, céramique, plastique, recyclage
<b>Matières</b>	Basalte, matériaux de construction, minerais, feldspath, verre, granit, céramique, clinker, charbon, coke, alliages, minéraux, quartz, chamotte, scorie, silicium, pierres, etc.
<b>Dureté</b>	Moyennement dur, dur, friable
<b>Taille d'alimentation max. (mm)</b>	90
<b>Taille de sortie min. (mm)</b>	2
<b>Type de nettoyage</b>	Manuel
<b>Fonctions</b>	Trémie rabattable avec interrupteur de sécurité, récipient collecteur (5 l), largeur de fente réglable (0-30 mm), tarage du point zéro de l'échelle de largeur de fente, graissage centralisé

## Spécifications techniques

<b>Type</b>	Conasseur à mâchoires
<b>Dimensions (l x H x P mm)</b>	450 x 1 160 x 900
<b>Poids</b>	300 kg
<b>Moteur</b>	Moteur-frein triphasé 1,5 kWh
<b>Tension/Raccordement au secteur</b>	Tensions différentes, triphasé
<b>Raccords</b>	Tubulure d'aspiration
<b>Degré de protection</b>	IP54

## Matières consommables

### Matières consommables

Paire de mâchoires de broyage en  
acier au manganèse

Paire de mâchoires de broyage en  
acier inoxydable

Paire de mâchoires de broyage en  
carbure de tungstène

